



Tan especiales como ellos.

GoLife para hombres y **GoLife para mujeres** tienen una forma y estructura tan únicas como los hombres y las mujeres que los usan.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

GoLife proporciona tanto a hombres como a mujeres el ajuste único que cada uno se merece.

GoLife para hombres y GoLife para mujeres son nuestras primeras mascarillas con almohadillas nasales que se adaptan a las características únicas de los hombres y a las de las mujeres. El resultado es un ajuste específico para cada sexo que proporciona una estabilidad excepcional.

A primera vista, queda claro que estas dos mascarillas comparten un mismo armazón y, sin embargo, son bastante distintas. Las diferencias más obvias son los atractivos colores que caracterizan a GoLife para hombres y GoLife para mujeres.

Pero la verdadera diferencia está en el interior.

Al mirarlas más detenidamente, se aprecian las verdaderas ventajas del diseño de cada una de ellas. GoLife para hombres se ha diseñado de forma específica para ajustarse a los contornos más anchos característicos de la estructura facial masculina, mientras que GoLife para mujeres se ha desarrollado con una montura y un arnés claramente más pequeños, que se ajustan mejor a las dimensiones faciales femeninas.

El armazón de GoLife forma parte de un concepto sencillo con pocos componentes. Las sujeciones laterales para el contorno facial abrazan con suavidad la cara manteniendo la estabilidad, y garantizan la sujeción aunque el paciente se mueva. Las almohadillas nasales autoajustables permiten el ajuste en un solo paso. El cómodo y sencillo arnés se presenta en dos tamaños: uno para hombres y otro para mujeres.

Compare GoLife para hombres y GoLife para mujeres y descubrirá de inmediato el ajuste único de las mascarillas GoLife.

Ajuste sencillo

Colóquese el arnés sobre la cabeza. Ponga la almohadilla en las fosas nasales. Elija una almohadilla que se ajuste a sus fosas nasales con comodidad, sin dejar ningún espacio entre la almohadilla y las paredes de sus fosas nasales.



Ajuste las tiras laterales. No las apriete demasiado.



Si es necesario, ajuste la tira superior del arnés. El arnés tiene que quedar justo por encima de las orejas, como si fueran las patillas de unas gafas. La tira posterior se apoyará en la parte superior de la cabeza.



Conecte el tubo al dispositivo. Encienda el dispositivo. Realice los ajustes finales mientras está acostado.



Para acoplar una almohadilla, apriétela en ambos lados para que se doble hacia dentro. Coloque la almohadilla sobre el tubo de forma que quede apoyada sobre el borde inferior de la mascarilla. Empuje el botón redondo situado en un extremo de la almohadilla en el círculo de la montura y repita en el otro lado.



Los armazones y arneses de las mascarillas GoLife tienen un diseño diferente para ajustarse a los hombres y a las mujeres.

Las sujeciones laterales rodean la cara abrazando los pómulos y proporcionan estabilidad sin presionar.



Almohadillas nasales autoajustables que eliminan la necesidad de ajuste manual y proporcionan una estabilidad flexible.



Flujo aéreo difuso para una exhalación silenciosa.

El tubo largo multidireccional de 45,7 cm con conector giratorio de 360 grados mantiene la estabilidad aunque el paciente se mueva.



GoLife para mujeres tiene un arnés más pequeño que se apoya en la parte posterior de la cabeza para evitar que se resbale y proporcionar un mejor ajuste.

Información para pedidos	
Mascarilla GoLife para mujeres	N° de parte
FitPack: mascarilla con arnés y almohadillas petite, pequeña y mediana	1082580
Arnés GoLife para mujeres	1082581
Mascarilla GoLife para hombres	N° de parte
FitPack: mascarilla con arnés y almohadillas pequeña, mediana y grande	1073331
Arnés GoLife para hombres	1073336
Partes de repuesto y accesorios	N° de parte
Almohadilla de repuesto, petite	1073332
Almohadilla de repuesto, pequeña	1073333
Almohadilla de repuesto, mediana	1073334
Almohadilla de repuesto, grande	1073335
Clip para el posicionamiento del tubo, 2 por envase	1073337
Unión giratoria para los tubos (45,7 cm) con orificio de exhalación	1078407

**Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips Electronics**

Contacte con nosotros en
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

www.philips.com/respironics

Respironics, FitPack y GoLife son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos.

Visítenos en www.philips.com/respironics



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy NA 7/7/11 12NC 452296275834 MCI 4104323 PN 1092337