



Alice NightOne: el estudio del sueño en casa

Ventajas de Alice NightOne

- Función de encendido automático.
- RIP con sistema de sujeción integrado.
- “Guía interactiva” de configuración para el paciente.
- Indicador de “Buen estudio” mejorado.
- Sensor de posición corporal integrado.
- Software Sleepware G3.
- Servicios en la nube opcionales.
- Conexión inalámbrica con dispositivos de Philips Respironics.

Diseñado para ofrecerle sencillez, robustez y fiabilidad

El dispositivo de estudio del sueño en casa Alice NightOne, es un polígrafo sencillo, cómodo y preciso.

Alice Night One reúne los estándares recomendados por la AASM para realizar los estudios de sueño, en el domicilio del paciente.

El diseño de Alice Night One, está pensado para garantizar el estudio correcto y así poder ofrecer la mejor atención a sus pacientes, al mejor coste operativo.

Alice NightOne incluye:

- Dispositivo Alice NightOne.
- Maletín de transporte rígido.
- Paquete de cánulas nasales
- Banda de esfuerzo zRIP.
- Módulo de oximetría.
- Sensor de SpO₂ (puede variar el modelo).
- Cable de USB.
- Guía de inicio rápido, manuales del usuario y el proveedor.
- Software Sleepware G3.
- Garantía del dispositivo de dos años.



Información sobre Alice NightOne

Especificaciones

Canales en total	Siete, más otros canales de terapia opcionales.
Canales registrados	Flujo, ronquidos, esfuerzo respiratorio, SpO ₂ , frecuencia del pulso, posición corporal, pletismografía; además, otros canales de terapia opcionales en función del modo y el dispositivo de la terapia.
Informes de posición corporal de estudio correcto	Decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, posición vertical.
Informes del Indicador	Muestran la calidad y la cantidad de las señales registradas, lo que permite a los médicos identificar/corregir las señales deficientes.
Almacenamiento de datos	Memoria interna de 4 gigabytes.
Comunicación	Cable de USB a PC, conexión inalámbrica con dispositivos de terapia de Philips Respironics con conectividad Bluetooth.
Alimentación	Dos pilas alcalinas AA (1,5 V) o dos pilas recargables de NiMH AA (1,2 V) con al menos 2400 mAh de capacidad.
Frecuencia de muestreo de oximetría	62,5 Hz
Dimensiones	10,34 x 2,51 x 6,78 cm
Peso	Aproximadamente 84 gramos; sin incluir los sensores ni las baterías.
Fácil de limpiar	Diversas opciones de limpieza con agua y un jabón suave, alcohol isopropílico (70%), DisCide®, CaviCide® o EnviroCide®.
Garantía del dispositivo	Dos años

Referencias

Dispositivo	Nº de ref.	Accesorios de repuesto	Nº de ref.
Kit del dispositivo Alice NightOne (con conectividad BlueTooth)	1114801	Cinturón de esfuerzo RIP, adulto	1113310
		Cinturón de esfuerzo RIP, adulto grande	1113311
		Cánula nasal Pro-Flow, adulto, 60 uds.	P1328-60
		Maletín de transporte	1117455
		Guía de inicio rápido, 10 paquetes	1113329
		Cable de SpO ₂	1119823
		Cable de USB (tipo A a micro B)	1104765

