

# El mejor rendimiento con un nuevo estilo

*Philips Respironics Wisp: la mascarilla nasal de mínimo contacto*

Gracias a nuestra exclusiva **tecnología Auto Seal**, la mascarilla Wisp garantiza el **mejor sellado**, adaptándose a cualquier movimiento del paciente.



## Para el profesional médico...

- Wisp combina, por un lado, el rendimiento y la comodidad de una mascarilla nasal y, por otro, las dimensiones reducidas de una mascarilla de mínimo contacto. Su tamaño tan pequeño, favorece la aceptación del paciente.
- Durante nuestros estudios sobre facilidad de uso, Wisp fue la mascarilla preferida por encima de las mascarillas nasales y mascarillas de mínimo contacto. Gracias a sus características de ajuste y auto sellado y a la facilidad de montaje/desmontaje, los pacientes realizan la colocación de la mascarilla con mayor facilidad.
- Wisp presenta sus tres tamaños de almohadilla en el mismo envase, de este modo se simplifica la gestión del inventario y le permite ahorrar tiempo y dinero.
- Gracias a su diseño y sellado perfecto, Wisp proporciona la comodidad y la aceptación que sus pacientes necesitan.

## Para el paciente...

- Durante nuestro estudio sobre preferencias, los pacientes indicaron una mejora en la calidad del sueño y un mayor grado de comodidad y sellado, en comparación con otras mascarillas nasales y mascarillas de mínimo contacto.
- Wisp se presenta con dos opciones de montura: de silicona transparente o con una montura de tela suave y plegable. La elección depende de cada uno.
- Disponible en cuatro tamaños que se ajustan cómodamente a más del 98 % de los pacientes. Wisp combina comodidad, facilidad de uso y eficacia para garantizar un sueño reparador.
- Mayor comodidad y visibilidad: gracias al diseño de Wisp todos los pacientes podrán leer, ver la televisión e incluso llevar gafas antes de ir a dormir.
- 4 piezas ajustables mediante un clic componen la mascarilla Wisp; lo que permite su fácil uso y mantenimiento.



Allies  
in Better Sleep  
and Breathing

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**



1

**Tira elástica con soporte integrado para el tubo**

Autoajuste para una adaptación más natural.

2

**Suave montura de tela más confortable y con un tacto más natural**

(también disponible en silicona transparente).

3

**Clips de ajuste rápido con cierres regulables**

Proporciona rapidez y facilidad a la hora de colocar y quitar la mascarilla.

4

**Almohadilla diseñada con nuestra exclusiva Tecnología Auto Seal**

Proporciona un mínimo contacto y un auto sellado perfecto.

5

**Codo giratorio 360 °**

Gracias a su diseño, la exhalación es más rápida y mucho más silenciosa.

## Información para pedidos

Artículo	Tamaño	Referencia
<b>Mascarilla nasal Wisp con orificio de exhalación</b>		
Mascarilla Wisp con montura de silicona y arnés	Incl. 3 tamaños*	1094060
Mascarilla Wisp con montura de tela y arnés	Incl. 3 tamaños*	1094061
Mascarilla Wisp con montura de silicona y arnés	P	1093923
Mascarilla Wisp con montura de silicona y arnés	S/M	1093924
Mascarilla Wisp con montura de silicona y arnés	L	1093925
Mascarilla Wisp con montura de silicona y arnés	XL	1093926
Mascarilla Wisp con montura de tela y arnés	P	1093927
Mascarilla Wisp con montura de tela y arnés	S/M	1094048
Mascarilla Wisp con montura de tela y arnés	L	1094049
Mascarilla Wisp con montura de tela y arnés	XL	1113959
<b>Mascarilla nasal Wisp sin orificio de exhalación</b>		
Mascarilla Wisp SE con montura de silicona y arnés	Incl. 3 tamaños*	1094062



Nuestra patentada tecnología Auto Seal se adapta a cualquier movimiento de los pacientes al tiempo que mantiene un excepcional sellado

\*Cada envase contiene los tres tamaños de almohadillas, que se ajustan en la misma montura.

Respironics y Wisp son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.

Para obtener más información, visite [www.philips.es/respironics](http://www.philips.es/respironics)



© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Reservados todos los derechos  
Broudy CSP 3/24/14 MCI 4105670